

Istruzioni per l'uso

A solid orange horizontal bar on the left side of the page.

CardioMem® CM 100 XT

An orange square icon containing a white graphic of a medical device with a screen and buttons.

ECG Loop Recorder

Revisione 02 IT

Diagnostica cardiologica funzionale

Monitoraggio delle funzioni vitali

Telemonitoraggio

Indice

1	Informazioni su questo manuale.....	5
2	Scopo d'uso	6
3	Indicazioni e controindicazioni.....	7
3.1	Indicazioni.....	7
3.2	Controindicazioni	7
4	Disposizioni.....	8
4.1	Conformità dei prodotti medicali	8
4.2	Conformità dello spettro radiofrequenza	8
4.3	Classificazione.....	8
5	Simboli	9
6	Disposizioni e informazioni sulla sicurezza	12
6.1	Definizioni	12
6.2	Avvertenze di carattere generale.....	12
6.3	Precauzioni di carattere generale.....	16
7	Informazioni di garanzia e di servizio	21
8	Pulizia e disinfezione	22
9	Elementi di comando	23
9.1	Tasto.....	23
9.2	Segnali ottici e acustici	24
9.3	Schema derivativo	25
10	Preparazione alla registrazione.....	26
10.1	Inserimento della batteria	26
10.2	Istruzioni al paziente.....	28
10.2.1	Memorizzazione manuale di un evento.....	29
10.2.2	Diario delle registrazioni	29
10.3	Preparazione della pelle	29
10.4	Applicazione degli elettrodi.....	29
10.5	Applicazione del dispositivo sul paziente	31
10.6	Accensione del dispositivo	32
10.7	Verifica della qualità di registrazione	32
11	Registrazione di un evento	33
11.1	Registrazione manuale mediante tasto	33
11.2	Registrazione automatica	33
11.2.1	Rilevamento automatico di aritmie	33
11.2.2	Registrazione temporizzata	34
12	Fine della registrazione	35
12.1	Rimozione degli elettrodi	35
13	Utilizzo del software "CM 100 Configurator".....	36
13.1	Requisiti in merito a hardware e software	36

13.2	Installazione	37
13.3	Verifica dell'orario di sistema	38
13.4	Collegare il cavo USB per il download al recorder e al PC	39
13.5	Accensione del dispositivo	40
13.6	Avvio del software CM 100 Configurator	41
13.7	Finestra "Informazioni"	42
13.8	La finestra "Download", come scaricare una registrazione	43
13.8.1	Selezionare la cartella e avviare il download	43
13.8.2	Cancellazione dei dati dal recorder	44
13.9	La finestra "Setup" ("Impostazioni")	44
13.9.1	"Tempo Pre/Post", tempo pre-acquisizione e post-acquisizione	46
13.9.2	Impostazioni per il rilevamento automatico degli eventi	46
13.10	La finestra "Impostazioni di fabbrica"	47
13.11	Disconnessione dal recorder	48
13.12	Informazioni sulla licenza	48
13.13	Importazione delle registrazioni con CardioDay®	48
14	Visualizzazione dei rapporti ECG	49
14.1	Informazioni contenute nel rapporto ECG	49
15	Descrizione della modalità di funzionamento "Tele-ECG"	52
15.1	Informazioni generali	52
15.2	Avvio dell'app PhysioGate	54
15.3	Utilizzo dell'app PhysioGate	55
15.4	Eseguire l'associazione Bluetooth	57
15.5	Verifica del trasferimento	60
15.6	Informazioni sulla licenza	61
15.7	Informazioni sulla protezione dei dati	61
16	Descrizione del rilevamento automatico del ritmo	62
16.1	Rilevamento della frequenza cardiaca	62
16.2	Rilevamento di bradicardia e tachicardia	62
16.3	Rilevamento di fibrillazione atriale (AFib)	63
16.4	Rilevamento di pause	63
17	Smaltimento di dispositivo, batterie e accessori	64
18	Eliminazione delle anomalie	65
19	Informazioni su materiale di consumo e accessori	72
20	Specifiche	73
20.1	Generalità	73
20.2	Compatibilità elettromagnetica	75
21	Indice delle immagini	80

1 Informazioni su questo manuale

Il presente manuale è pubblicato da

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG
Oderstrasse 77, 14513 Teltow, Germania.

Le informazioni contenute nel presente manuale si riferiscono unicamente a CardioMem CM 100 XT versione 1.1.x e a CM 100 Configurator versione 1.3.x. Non sono pertanto valide per le versioni precedenti.

Microsoft e Windows sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Adobe Acrobat e Acrobat Reader sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Android è un marchio di Google LLC.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di questi marchi da parte di GETEMED è concesso in licenza.

CardioMem, CardioDay e PhysioGate sono marchi commerciali di GETEMED.

Altri nomi di società o prodotti qui menzionati sono marchi dei rispettivi titolari dei diritti.

Cronologia delle revisioni

Revisione	Data della pubblicazione	Descrizione
01	2019-09-18	1ª edizione
02	2020-02-01	2ª edizione: Aggiungi il simbolo RCM e gli accessori

2 Scopo d'uso

CardioMem CM 100 XT è destinato all'analisi continua e alla registrazione periodica dei dati ECG per una successiva valutazione da parte del personale sanitario al fine di:

- documentare aritmie in individui i cui sintomi si verificano raramente
- documentare l'effetto della terapia farmacologica incipiente delle aritmie
- documentare la recidiva di aritmie dopo la cessazione della terapia farmacologica
- documentare i risultati dopo l'ablazione delle aritmie
- documentare sincopi in individui i cui sintomi si verificano raramente

La registrazione ECG viene avviata manualmente dal paziente o automaticamente da un timer programmabile o da un algoritmo in grado di rilevare i seguenti disturbi del ritmo cardiaco:

- tachicardia
- bradicardia
- fibrillazione atriale
- pausa

Il dispositivo è destinato all'uso domestico e ospedaliero. L'aggettivo «domestico» si riferisce ad aree residenziali rurali, urbane e suburbane, nonché a scuole, uffici e ambienti destinati alla vendita al dettaglio. Il dispositivo può essere utilizzato anche durante il trasporto. Il dispositivo non è destinato all'uso in prossimità di unità elettrochirurgiche attive ad alta frequenza e in locali schermati di sistemi di risonanza magnetica (MRI). Il dispositivo è alimentato a batteria e utilizza una memoria non volatile per memorizzare i dati ECG. Il dispositivo non è destinato all'uso quale sistema di monitoraggio di emergenza e non deve essere utilizzato in situazioni di emergenza.

3 Indicazioni e controindicazioni

3.1 Indicazioni

CardioMem CM 100 XT è indicato per pazienti adulti e bambini (peso > 10 kg) che necessitino di monitoraggio per rilevare le seguenti aritmie cardiache non potenzialmente pericolose per la vita: tachicardia, bradicardia, fibrillazione atriale e pausa.

3.2 Controindicazioni

Tra le controindicazioni rientra l'uso in pazienti:

- con allergia o ipersensibilità note ad adesivi o idrogel.
- con aritmie cardiache potenzialmente pericolose per la vita o
- che necessitano di essere monitorati in ospedale.

4 Disposizioni

4.1 Conformità dei prodotti medicali

Il marchio CE e il numero di registrazione dell'ente notificato indicano che il recorder è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva UE 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi medici).

CE 0197

4.2 Conformità dello spettro radiofrequenza

Il marchio CE indica che il recorder è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva UE 2014/53/UE (RED).









4.3 Classificazione

Classificazione MDD 93/42/CEE	Classe IIa
Protezione contro le scosse elettriche	Tipo BF, parte applicata non resistente alla defibrillazione
Modalità operativa	continuo
Metodo di sterilizzazione raccomandato dal produttore	Non applicabile

5 Simboli

I seguenti simboli sono utilizzati sul recorder e/o sull'etichetta della confezione:

CardioMem CM 100 XT	Tipo di dispositivo (CardioMem CM 100) e modello (XT)
 2017-03-22	<p>Sotto il simbolo dello stabilimento è indicata la data di produzione.</p> <p>Il nome e l'indirizzo del produttore sono riportati a destra accanto a questo simbolo.</p>
 (01) 04250903200212 (11) 170227 (21) 8521712345  (241) 78220001 	Contrassegno UDI; codice matrice con GTIN (01), data di produzione (11), numero di serie del dispositivo [SN] (21) e numero ordine [REF] (241)
 78120001 	Codice a barre con numero d'ordine del kit [REF]
	Marchio CE seguito dal numero di certificazione dell'organismo notificato del produttore
	Il simbolo informa i professionisti del settore medico che il recorder appartiene alla classe di protezione "body floating" (BF) e NON è protetto contro la defibrillazione.
IP64	La classe di protezione contro la penetrazione di liquidi e corpi estranei è IP64, dove 6 = resistente alla polvere, 4 = resistente agli spruzzi d'acqua.
	Il simbolo indica che il recorder è alimentato da una batteria sostituibile e non ricaricabile.

	<p>Il simbolo si riferisce all'obbligo di smaltire correttamente il recorder. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione Smaltimento di dispositivo, batterie e accessori, pagina 64.</p>
	<p>Attenersi alle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare il recorder, accertarsi di aver letto e compreso le Istruzioni per l'uso.</p>
	<p>Simbolo di avvertimento generale. Osservare le informazioni di cui alle Istruzioni per l'uso per un uso corretto del dispositivo.</p>
	<p>Numero di serie</p>
	<p>REF (catalogo) Codice per l'identificazione e l'ordinazione del prodotto</p>
	<p>Tasto</p>
	<p>Intervallo di temperatura -20 °C ... 60 °C Specifica l'intervallo superiore e inferiore della temperatura consentita per lo stoccaggio e il trasporto.</p>
	<p>Intervallo di umidità dell'aria 0 % ...93 % Specifica l'intervallo superiore e inferiore dell'umidità dell'aria consentita per lo stoccaggio e il trasporto.</p>

	<p>Intervallo della pressione dell'aria 700 hPa ...1060 hPa</p> <p>Specifica l'intervallo superiore e inferiore della pressione dell'aria consentita per lo stoccaggio e il trasporto.</p>
	<p>Proteggere dal calore</p> <p>Indica che il recorder deve essere tenuto lontano da fonti di calore.</p>
	<p>Proteggere dall'umidità</p> <p>Indica che il recorder deve essere tenuto lontano dalla pioggia e da altre fonti di umidità.</p>
	<p>Fragile</p> <p>Indica che il contenuto è fragile e deve essere maneggiato con cura.</p>
	<p>Altezza massima di impilamento: 10 confezioni.</p>
	<p>La confezione è riciclabile.</p>
	<p>RCM Regulatory Compliance Mark – Australia & New Zealand</p> <p>(Marchio di conformità alle normative – Australia e Nuova Zelanda)</p>

6 Disposizioni e informazioni sulla sicurezza

6.1 Definizioni

All'interno delle presenti Istruzioni per l'uso i termini “attenzione” e “cautela” vengono utilizzati per indicare i rischi e la gravità di un potenziale pericolo. Il rischio viene definito come fonte di possibili lesioni alla persona.

AVVERTENZA indica un possibile rischio o una pratica non sicura che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.

CAUTELA indica un potenziale pericolo o utilizzo improprio che, se non evitato, può comportare leggere lesioni o danni al prodotto o ad altre cose.

AVVISO indica le istruzioni per l'uso o altre informazioni utili per garantire un utilizzo completo del prodotto.

6.2 Avvertenze di carattere generale

AVVERTENZA DISPOSITIVO NON DESTINATO AL MONITORAGGIO

Il recorder non è stato concepito per monitorare le condizioni cliniche di una persona.

Non utilizzare CardioMem CM 100 XT come dispositivo per il monitoraggio.

AVVERTENZA SCAMBIO DI REGISTRAZIONI

L'assegnazione a un paziente della registrazione di un altro paziente può porre a rischio la salute o la vita e portare alla formulazione di una diagnosi errata.

Assicurarsi che nel recorder non siano più archiviate registrazioni prima di utilizzarlo con il paziente successivo.

AVVERTENZA ELETTROCHIRURGIA

Sussiste il rischio di ustioni e lesioni al paziente.

Staccare il recorder dal paziente prima di utilizzare un dispositivo per elettrochirurgia.

AVVERTENZA PERICOLO DI ESPLOSIONE

In presenza di determinati gas, le scintille elettriche possono causare esplosioni.

Non utilizzare recorder in un ambiente arricchito con ossigeno o in prossimità di gas infiammabili o esplosivi.

Accertarsi del fatto se il paziente potrebbe trovarsi in un tale ambiente per motivi professionali.

AVVERTENZA SCOSSA ELETTRICA

Se gli elettrodi entrano in contatto con conduttori elettrici potrebbero verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti.

Tenere i contatti degli elettrodi lontani da conduttori elettrici, inclusa la terra.

Se un elettrodo si disconnette durante la registrazione, assicurarsi che non sia possibile collegarsi ai conduttori elettrici.

AVVERTENZA PERICOLO GENERALE PER IL PAZIENTE

Le istruzioni contenute in questo manuale non sostituiscono le procedure mediche riconosciute e accettate per la cura dei pazienti.

Eseguire le pratiche mediche riconosciute in tutte le circostanze.

AVVERTENZA RISCHIO DI INFEZIONE O CONTAMINAZIONE

Dopo l'uso il recorder o gli accessori potrebbero essere contaminati da batteri o virus.

Osservare le procedure standard per il trattamento di oggetti contaminati e le seguenti istruzioni di sicurezza se il recorder viene in qualche modo contaminato:

- Indossare guanti di sicurezza quando si toccano gli oggetti.
- Isolare il materiale con idoneo imballo e contrassegnarlo.
- Spedire il materiale soltanto previo accordo con il destinatario ed idoneamente contrassegnato.

Pulire e disinfettare il dispositivo e gli accessori dopo ogni utilizzo.

AVVERTENZA PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

I componenti di piccole dimensioni e il materiale d'imballaggio possono rappresentare un rischio di soffocamento.

Tenere i componenti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA SCOSSA ELETTRICA

Non eseguire interventi di manutenzione o pulizia se il recorder è collegato al paziente.

Staccare il recorder dal paziente prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia.

AVVERTENZA TEMPERATURE ESTREME

Le prestazioni del dispositivo possono essere pregiudicate da temperature estreme.

Nel caso in cui il recorder sia stato stoccato a una temperatura prossima al limite estremo, attendere almeno 4 ore affinché il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente.

AVVERTENZA ANIMALI DOMESTICI E INFESTANTI

Animali domestici e infestanti possono rappresentare un rischio per la sicurezza del paziente.

Gli animali domestici possono ad esempio causare danni morsicando il dispositivo o bagnare il recorder e gli accessori. Gli animali infestanti possono a loro volta causare danni in grado di pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo.

Accertarsi che gli animali domestici o infestanti non possano entrare a contatto con il dispositivo e gli accessori.

6.3 Precauzioni di carattere generale

ATTENZIONE CONDUCIBILITÀ

Il recorder non deve essere utilizzato se è danneggiato meccanicamente.

Spedire il recorder a una struttura autorizzata per la riparazione.

ATTENZIONE CONDUCIBILITÀ

Il recorder non deve essere utilizzato in assenza del coperchio del vano batterie.

Sostituire il coperchio prima di riutilizzare il recorder.

ATTENZIONE RISCHIO DI INFEZIONE E DI CONTAMINAZIONE

Il riutilizzo di materiali di consumo a contatto con il paziente comporta il rischio di infettare altri pazienti.

Non utilizzare materiali di consumo (come ad esempio gli elettrodi) già utilizzati su un paziente.

ATTENZIONE RISCHIO DI INFEZIONE E DI CONTAMINAZIONE

La restituzione di parti e prodotti non disinfettati espone il nostro personale di assistenza al rischio di infezione.

Soprattutto al fine di tutelare il nostro personale di servizio, si prega di disinfettare il recorder e il cavo USB prima di restituircelo a fini di ispezione o assistenza.

ATTENZIONE DANNEGGIAMENTO DEL DISPOSITIVO PER FUORIUSCITE DALLE BATTERIE

Se non vengono utilizzate per diverso tempo, possono verificarsi fuoriuscite dalle batterie.

Se si desidera riporre in magazzino il recorder per più di una settimana, rimuovere le batterie dal recorder stesso.

ATTENZIONE QUALITÀ DI REGISTRAZIONE INSUFFICIENTE.

Il recorder o gli accessori danneggiati possono compromettere la qualità dell'ECG.

Controllare sempre il recorder prima di collegare il dispositivo e gli elettrodi al paziente.

ATTENZIONE MALFUNZIONAMENTO O DANNEGGIAMENTO DEL RECORDER

Le variazioni di temperatura o umidità possono portare alla formazione di condensa all'interno del recorder.

Attendere almeno due ore oltre l'asciugatura del recorder dall'esterno prima di riutilizzarlo.

ATTENZIONE DANNEGGIAMENTO DEL RECORDER

È possibile solamente aprire il vano batterie del recorder.

Non usare violenza durante la manipolazione del recorder.

ATTENZIONE LA SICUREZZA È GARANTITA SOLO IN PRESENZA DI ACCESSORI APPROVATI

L'uso sicuro e affidabile del recorder è possibile solo con gli accessori forniti e approvati.

Osservare le informazioni contenute in questo manuale e nelle istruzioni fornite con gli accessori.

ATTENZIONE LA SICUREZZA E L'AFFIDABILITÀ SONO GARANTITE SOLO A FRONTE DI UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Una corretta manutenzione è essenziale ai fini della sicurezza e dell'affidabilità a lungo termine del recorder.

Attenersi alle informazioni contenute nel presente manuale per garantire una corretta manutenzione.

ATTENZIONE DANNEGGIAMENTO DI DISPOSITIVO E ACCESSORI

Il personale non autorizzato non dispone dell'addestramento necessario per riparare il recorder. Le riparazioni eseguite da personale non autorizzato possono provocare danni al dispositivo o agli accessori.

Se si rileva o si sospetta un malfunzionamento, inviare il recorder a un centro autorizzato per la verifica. Si prega di allegare una descrizione dettagliata del malfunzionamento osservato.

ATTENZIONE EFFETTI SULL'AMBIENTE

Le apparecchiature elettriche e gli accessori contengono componenti in metallo e plastica che devono essere smaltiti correttamente.

Smaltire il recorder e i suoi accessori dopo la scadenza della vita del prodotto in conformità con le normative in vigore a livello locale e nazionale.

ATTENZIONE POSSIBILE PERDITA DELLA REGISTRAZIONE DELL'ECG O POSSIBILE QUALITÀ NON OTTIMALE DEL SEGNALE

Il recorder potrebbe essere utilizzato con risultati inadeguati se il paziente non dispone di tutte le informazioni pertinenti.

È responsabilità del medico fornire al paziente le informazioni necessarie per la registrazione dell'ECG. Per ulteriori informazioni consultare "Istruzione dei pazienti".

ATTENZIONE EMISSIONI ELETTRROMAGNETICHE

L'uso di accessori non forniti dal produttore del recorder può aumentare le emissioni elettromagnetiche o ridurre l'immunità elettromagnetica del dispositivo. Ciò compromette il corretto funzionamento del dispositivo.

Utilizzare solo gli accessori specificati e forniti dal produttore.

ATTENZIONE EMISSIONI ELETTRROMAGNETICHE

La presenza di altri dispositivi elettromedicali nei pressi del recorder ne può pregiudicare le prestazioni.

Tutti gli altri dispositivi elettromedicali non dovrebbero trovarsi a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) dal recorder. Se necessario, il medico è tenuto a fornire ai pazienti informazioni in merito.

ATTENZIONE AMBIENTI UMIDI

La penetrazione di acqua nel recorder può causare danni o malfunzionamenti (il recorder è resistente agli spruzzi d'acqua).

Il medico deve avvisare i pazienti che il recorder non deve essere indossato mentre si nuota, si fa il bagno o la doccia

ATTENZIONE RIPARAZIONI E MANUTENZIONE

Riparazioni eseguite da parte di personale non sufficientemente addestrato potrebbero comportare un pericolo, ad es. dovuto a temperature o tensioni troppo elevate. La sostituzione degli elettrodi e della batteria può essere eseguita dal paziente.

Le riparazioni possono essere eseguite soltanto da persone espressamente autorizzate dal produttore.

ATTENZIONE SOFTWARE DANNOSO

Il software fornito viene sottoposto a scansione antivirus, ma può comunque essere attaccato da software dannosi.

Raccomandiamo l'installazione di un buon programma antivirus e il regolare aggiornamento del medesimo.

Stabilire una procedura atta a impedire che software dannosi infettino il computer. Verificare ad esempio l'origine del software utilizzato e usare esclusivamente pacchetti software originali.

ATTENZIONE DOWNLOAD DI DATI MEDIANTE USB

Il download dei dati deve essere eseguito unicamente da personale medico specializzato.

Non consentire ai pazienti di eseguire il download dei dati.

7 Informazioni di garanzia e di servizio

Il recorder può essere riparato solo da personale autorizzato. Una riparazione impropria di un dispositivo a garanzia ancora in corso comporta la decadenza della garanzia stessa.

Il recorder non richiede manutenzione speciale mirata a mantenerne inalterate sicurezza e prestazioni durante la vita prevista.

È responsabilità dell'operatore segnalare la necessità di riparazioni al produttore o a un rappresentante autorizzato dal medesimo. In caso di malfunzionamento accertato o possibile, spedire il recorder all'indirizzo sotto indicato a fini di controllo. Si prega di allegare una descrizione dettagliata del malfunzionamento.

In caso di funzionamento o di un evento inatteso ovvero qualora si necessiti di assistenza tecnica, è possibile contattare il produttore al seguente indirizzo:

GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG
Oderstrasse 77, 14513 Teltow, Germania
www.getemed.de

8 Pulizia e disinfezione

CAUTELA

Non utilizzare solventi quali etere, acetone o petrolio.
Queste sostanze possono danneggiare il materiale di cui è costituito l'alloggiamento.

CAUTELA

Prima di pulire o disinfettare, rimuovere la batteria e chiudere il coperchio del vano dedicato.

Pulire il recorder prima di provvedere alla disinfezione superficiale.

Utilizzare un panno privo di pelucchi inumidito con una soluzione detergente delicata per pulire il recorder.

Disinfettare regolarmente il recorder, prima del primo utilizzo e prima dell'impiego da parte di un altro paziente.

Per la disinfezione GETEMED raccomanda l'uso di una soluzione alcolica al 70%.

9 Elementi di comando

Il recorder è dotato di un tasto (1), un indicatore di stato a LED (2) e un altoparlante (Fig. 1).

Il tasto è contrassegnato dal simbolo seguente:




Fig. 1 – Elementi di comando

9.1 Tasto

Il tasto è utilizzato per eseguire le seguenti operazioni di comando:

Funzione	Operazione di comando
Accensione del dispositivo	Tenere premuto il tasto per più di un secondo, fino a udire un beep. AVVISO Il recorder può essere spento unicamente rimuovendo la batteria.
Memorizzazione dell'evento durante la registrazione	Premere brevemente il tasto. Un beep segnala l'avvenuta registrazione dell'evento.

9.2 Segnali ottici e acustici

L'indicatore di stato policromo a LED e i segnali acustici indicano lo stato del recorder:

Stato recorder	Indicatore di stato a LED	Segnale
Accensione del dispositivo	Lampeggia in verde, rosso, blu	Beep semplice
Pressione continua del tasto	-	Beep semplice
Registrazione in corso	Lampeggia in verde	-
Elettrodo aperto	Lampeggia in arancione	Tre beep
Memoria piena	Si accende in arancione	-
Attivazione dell'associazione Bluetooth	Lampeggia in blu	Melodia
Associazione Bluetooth conclusa	-	Melodia
Comunicazione Bluetooth attiva	Lampeggia in blu	-
Batteria esaurita	Lampeggia in rosso	Tre beep
USB collegato	Si accende in turchese	-
Errore	Lampeggia in verde, rosso, blu e quindi lampeggia in rosso	Tre beep

9.3 Schema derivativo

Il recorder ha due canali (Fig. 2):

A = canale 1

A = canale 2




Fig. 2 – Schema derivativo

10 Preparazione alla registrazione

È possibile personalizzare i valori limite del rilevamento automatico del ritmo per ciascun paziente, come descritto nella sezione “La finestra “Setup” (“Impostazioni)” a pagina 44.

La preparazione per la registrazione prevede inoltre i seguenti passaggi:

- Inserimento della batteria
- Istruzioni al paziente
- Preparazione della pelle
- Applicazione degli elettrodi
- Applicazione del dispositivo
- Accensione del dispositivo
- Verifica della qualità di registrazione

10.1 Inserimento della batteria

Per aprire il coperchio del vano batterie utilizzare una penna a sfera. Tenere saldamente con una mano il recorder con la parte posteriore rivolta verso l'alto e premere la punta della penna nel foro (1) esercitando una forza moderata fino a sbloccare il fermo. Il coperchio del vano si apre verso il basso (2) e può essere rimosso (Fig. 3).




Fig. 3 – Apertura del vano batterie

CAUTELE

Non applicare una forza eccessiva. Il recorder si potrebbe danneggiare.

CAUTELE

Utilizzare sempre una penna. Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati, che potrebbero causare lesioni.

Rimuovere il coperchio del vano batterie.

Inserire una nuova batteria al litio CR2477N 3V nel vano batterie. Tenere presente la polarità corretta. Far scorrere la batteria nello scomparto finché non si sente uno scatto (Fig. 4).




Fig. 4 – Inserimento della batteria

Rimuovere il coperchio del vano batterie. Premere il coperchio verso il basso, in modo da far scattare la chiusura (Fig. 5).




Fig. 5 – Chiusura del vano batterie

10.2 Istruzioni al paziente

È responsabilità del medico fornire al paziente le seguenti informazioni necessarie per un utilizzo in sicurezza del recorder.

CAUTELA

Informare il medico di eventuali problemi cutanei. In rari casi, anche a fronte dell'utilizzo di elettrodi biotollerabili, possono verificarsi reazioni allergiche.

CAUTELA

Non esporre il recorder all'umidità o all'acqua. Non indossarlo durante la doccia o il bagno.

CAUTELA

Non esporre il recorder a temperature estreme. La temperatura d'esercizio del recorder non deve scendere sotto i 5 °C e non deve superare i 45 °C.

CAUTELA

Proteggere il recorder da cambiamenti improvvisi della temperatura o dell'umidità dell'aria. Non avvicinare il recorder a fonti di calore quali forni o piani cottura e non esporlo a luce solare diretta.

CAUTELA

Non avvicinarsi a dispositivi elettrici. Durante l'utilizzo del recorder non utilizzare coperte termiche elettriche.

CAUTELA

Tenere il recorder fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

CAUTELA

Sostituire gli elettrodi che si dovessero staccare durante la registrazione.

10.2.1 Memorizzazione manuale di un evento

È opportuno spiegare al paziente che deve premere brevemente il tasto durante la registrazione per contrassegnare un evento. Un breve beep informa il paziente dell'avvenuta memorizzazione di un evento.

10.2.2 Diario delle registrazioni

Si raccomanda di invitare il paziente a tenere un diario delle registrazioni in modo da tenere traccia di attività, sintomi e orari.

Indicare nell'intestazione del diario i dati per l'identificazione del paziente e della registrazione nonché i farmaci assunti durante la registrazione.

10.3 Preparazione della pelle

Una preparazione approfondita della pelle è essenziale per una registrazione perfetta.

- Selezionare i punti per il posizionamento degli elettrodi. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione Applicazione del dispositivo sul paziente, pagina 31.
- Assicurarci che tutti i punti siano asciutti, puliti e privi di peluria.

AVVISO

Per asciugare la pelle, utilizzare un panno privo di pelucchi.

10.4 Applicazione degli elettrodi

Posizionare il recorder con il lato anteriore verso il basso su una superficie piana (tavolo).

Prendere tre elettrodi ECG monouso nuovi ma non togliere subito la pellicola protettiva dal contatto degli elettrodi.

Collegare gli attacchi degli elettrodi agli attacchi sulla parte posteriore del recorder (Fig. 6).




Fig. 6 – Applicazione degli elettrodi

CAUTELA

Utilizzare soltanto elettrodi ECG espressamente contrassegnati come elettrodi ECG monouso. In caso contrario, potrebbero verificarsi reazioni cutanee di tipo allergico.

CAUTELA

Onde evitare possibili infezioni, non utilizzare elettrodi già impiegati da altri.

CAUTELA

Tenere conto della data di scadenza degli elettrodi ECG. Non utilizzare gli elettrodi ECG dopo la data di scadenza, poiché la qualità del segnale potrebbe risentirne.

10.5 Applicazione del dispositivo sul paziente

Rimuovere con cautela la pellicola protettiva dagli elettrodi (Fig. 7).




Fig. 7 – Rimozione della pellicola protettiva

Posizionare il recorder (a) sullo sterno, (b) sulla parte superiore del seno sinistro o (c) ruotato di 180° sullo sterno premendo delicatamente (Fig. 8).




Fig. 8 – Posizionamento del dispositivo

Verificare che tutti gli elettrodi aderiscano correttamente alla pelle.

In caso di forte sudorazione, gli elettrodi possono scivolare, staccarsi o cadere. Il paziente deve evitare attività fisiche che possono causare una forte sudorazione.

10.6 Accensione del dispositivo

Premere il tasto fino a udire un segnale. Quando il recorder si accende, il LED emette una sequenza di colori (Fig. 9).




Fig. 9 – Accensione del dispositivo

10.7 Verifica della qualità di registrazione

Se la qualità del segnale è buona e il recorder non ha rilevato un elettrodo aperto (Open Lead), il LED diventa verde. Il recorder è pronto per l'impiego.

Se la qualità del segnale è scarsa e l'Open Lead del recorder è stato rilevato, il LED lampeggia in arancione. Il recorder non è pronto per l'impiego.

Controllare i collegamenti tra il dispositivo e gli elettrodi.

Sostituire all'occorrenza uno o più elettrodi.

11 Registrazione di un evento

Il recorder registra gli eventi quando il paziente preme il tasto, automaticamente in caso di superamento del limite inferiore o superiore impostato oppure a intervalli impostabili.

È possibile impostare **tempi di pre-acquisizione e post-acquisizione** dell'evento, come descritto nella sezione “La finestra “Setup” (“Impostazioni)” a pagina 44.

11.1 Registrazione manuale mediante tasto

È comunque sempre possibile eseguire una registrazione manuale anche se è stata attivata la registrazione automatica.

In caso di comparsa di sintomi o a intervalli regolari, stabiliti dal medico, il paziente deve premere il tasto per registrare l'evento.

Un segnale acustico indica che la registrazione è iniziata.

11.2 Registrazione automatica

La registrazione automatica avviene quando il recorder riconosce un evento oppure a intervalli di tempo prestabiliti.

11.2.1 Rilevamento automatico di aritmie

Il recorder ha algoritmi integrati per il rilevamento automatico di determinate aritmie (bradicardia, tachicardia, fibrillazione atriale, pausa).

Questi algoritmi si basano sul riconoscimento continuo dei complessi QRS e sui valori della frequenza cardiaca risultanti. Se il segnale ECG è fortemente disturbato o molto ridotto, il rilevamento automatico del ritmo viene automaticamente disattivato.

È possibile impostare i valori limite e altri parametri per il rilevamento automatico del ritmo mediante il software “CM 100 Configurator”.

Per maggiori informazioni vedere la sezione “La finestra “Setup” (“Impostazioni)” a pagina 44 e il capitolo “Descrizione del rilevamento automatico del ritmo” a pagina 62.

AVVISO

Non è possibile garantire un rilevamento sicuro e una corretta classificazione delle aritmie cardiache nonostante algoritmi sofisticati e accuratamente testati.

Nei pazienti con pacemaker, il rilevamento automatico del ritmo non funziona correttamente.

11.2.2 Registrazione temporizzata

Se è prevista una registrazione temporizzata, è possibile impostare gli intervalli della registrazione ECG, come descritto nella sezione “La finestra “Setup” (“Impostazioni)” a pagina 44. L'intervallo di tempo può essere compreso tra un'ora e 24 ore.

12 Fine della registrazione

Separare con cura il recorder dagli elettrodi e rimuovere la batteria per interrompere la registrazione. La registrazione termina automaticamente nei seguenti casi:

- La memoria è piena.
- La batteria è scarica.

12.1 Rimozione degli elettrodi

Rimuovere con cautela gli elettrodi iniziando dal bordo esterno. Smaltire gli elettrodi usati tra i rifiuti domestici.

CAUTELA

Onde evitare possibili infezioni, non utilizzare elettrodi già impiegati da un'altra persona.

13 Utilizzo del software “CM 100 Configurator”

Il software CM 100 Configurator è un accessorio di CardioMem CM 100 XT. Il software è destinato a essere utilizzato da professionisti medici adeguatamente formati (utenti) presso strutture mediche. Il software funziona su un PC dotato del sistema operativo Microsoft Windows. Il software non ha alcuna funzione diagnostica o terapeutica diretta.

Il software consente di scaricare i dati dal dispositivo e di salvarli su un PC mediante collegamento USB.

Esso permette altresì di modificare i parametri di impostazione del recorder secondo le esigenze specifiche del singolo paziente.

13.1 Requisiti in merito a hardware e software

Per utilizzare il software “CM 100 Configurator”, il PC deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

CPU	Processore Core i3 2 GHz o di potenza equivalente
Memoria	4 GB RAM o superiore
Disco rigido	200 MB per l'installazione dell'applicazione e dei componenti necessari, si raccomanda almeno 1 GB per la memorizzazione dei dati
Interfacce	1 porta USB 2.0 o superiore
Risoluzione grafica	Minimo: 1024 x 768, raccomandata: 1920 x 1080
Sistema operativo del PC	Windows 7 / 8.1 / 10
Ambiente	Microsoft.NET versione 4.7.2 o superiore
Report Generator	Adobe Reader versione 10 o superiore

AVVISO

Il software non è destinato a un uso in ambienti virtuali e per un'installazione su server terminal.

13.2 Installazione

Il file di installazione è un file eseguibile che può essere scaricato da

https://www.getemed.net/downloads/CM100/CM100Configurator_Setup.exe.

Installa tutti i file di programma e il driver USB necessari per comunicare con il dispositivo CardioMem CM 100.

Sarà necessario copiare il file di installazione in una directory locale sul proprio PC.

Avviare quindi la procedura di installazione facendo doppio clic sul nome del file. Verrà richiesto di indicare un percorso di installazione valido (Fig. 10) e un percorso per salvare i dati dell'ECG (Fig. 11).




Fig. 10 – Percorso di installazione




Fig. 11 – Percorso per il download

Il sistema richiederà se si desidera creare un'icona sul desktop. Sarà dunque possibile avviare l'installazione con le impostazioni previste.

AVVISO

Disinstallare l'eventuale versione esistente del “software CM 100 Configurator” e salvare tutti i dati ECG memorizzati, prima di installare una nuova versione del software.

13.3 Verifica dell'orario di sistema

CAUTELA

Verificare l'orario di sistema del computer. Un orario di sistema errato può impedire di associare correttamente i rapporti ECG ai pazienti.

13.4 Collegare il cavo USB per il download al recorder e al PC

AVVERTENZA

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA – Utilizzare unicamente il cavo USB per il download fornito da GETEMED per collegare il recorder a un PC.

CAUTELA

Il PC deve essere conforme all'ultima versione dello standard internazionale IEC 60950 per la sicurezza dei componenti IT.

AVVISO

Il collegamento del recorder a un PC presente in una rete IT che include anche altri componenti può portare a rischi non ancora identificati per pazienti, utenti e terzi. L'organizzazione responsabile è tenuta a identificare, analizzare, valutare e monitorare tali rischi.

Le modifiche alla rete IT quali:

- Modifiche della configurazione della connessione di rete / connessione dati.
- Collegamento di ulteriori componenti alla connessione di rete / connessione dati
- Scollegamento di componenti dalla connessione di rete / connessione dati
- Aggiornamento di componenti della connessione di rete / connessione dati
- Upgrade di componenti della connessione di rete / connessione dati

possono comportare nuovi rischi che necessitano di essere ulteriormente analizzati. A riguardo è opportuno attenersi alla norma EN 80001.

Il cavo per il download ha connettori diversi per il recorder e per il PC:

Inserire il connettore A del cavo USB per il download in una porta USB libera del PC.

Aprire il coperchio del vano batterie del dispositivo (1) e rimuovere la batteria (2). Collegare il connettore del cavo per il download all'attacco (figura) del recorder (3), come illustrato nella (Fig. 12).




Fig. 12 – Collegamento del connettore del cavo per il download con il recorder

13.5 Accensione del dispositivo

Premere il tasto per accendere il recorder (Fig. 13). Viene emesso un segnale acustico. Dopo la sequenza di avvio il LED si accende in azzurro.




Fig. 13 – Accensione del dispositivo

13.6 Avvio del software CM 100 Configurator

Il programma può essere avviato facendo doppio clic sull'icona presente sul desktop. La schermata di avvio riporta la versione del software e le informazioni del produttore.

Premere il pulsante “Collega al recorder” per stabilire la comunicazione (Fig. 14).




Fig. 14 – Avvio del software

13.7 Finestra “Informazioni”

Una volta creato il collegamento tra il recorder e il software Configurator, viene visualizzata la finestra “Informazioni”.




Fig. 15 – La finestra Informazioni

Nella finestra “Informazioni” a sinistra vengono visualizzati i pulsanti per altre finestre.

Al centro della finestra “Informazioni” compaiono il numero di serie del recorder collegato, il numero di file ECG memorizzati sul dispositivo e altre informazioni utili per l'identificazione univoca del relativo recorder e della registrazione.

Nella finestra “Informazioni” a destra vengono infine visualizzate le impostazioni correnti dei valori limite dell'evento e altri parametri di registrazione.

13.8 La finestra “Download”, come scaricare una registrazione

AVVERTENZA

L'assegnazione a un paziente della registrazione di un altro paziente può porre a rischio la salute o la vita e portare alla formulazione di una diagnosi errata.

Nella finestra “Informazioni” fare clic sul pulsante “Download”. Si apre la finestra “Download” (Fig. 16).

Se sul dispositivo non è presente alcun dato, la funzione di download è disabilitata.




Fig. 16 – Download della registrazione, selezione del percorso

13.8.1 Selezionare la cartella e avviare il download

Il percorso per salvare le registrazioni è stato preimpostato durante l'installazione. È possibile modificare il percorso prima di procedere al download.

Fare clic sul pulsante “Avvia download” per copiare i dati ECG nella cartella selezionata (Fig. 16).

13.8.2 Cancellazione dei dati dal recorder

Fare clic prima sul pulsante “Cancella” e quindi sul pulsante “Cancella registrazioni” per cancellare tutti i dati presenti nella memoria del recorder (Fig. 17).

Nella finestra “Download” in alto a sinistra viene indicato il numero di file ECG memorizzati. Al termine della procedura compare il numero “0”.




Fig. 17 – La finestra “Cancella”

13.9 La finestra “Setup” (“Impostazioni”)

Se si desidera modificare le impostazioni del recorder per un paziente, fare clic sul pulsante “Setup” (“Impostazioni”) nella finestra “Informazioni”. Si apre la finestra “Setup” (“Impostazioni”).

Se sul dispositivo sono memorizzati dati ECG, la funzione di setup è disattivata. Prima di modificare le impostazioni è opportuno eseguire il download dei dati ECG e cancellare il contenuto della memoria del recorder.

Nella finestra “Setup” si possono definire le seguenti impostazioni:

- “Tempo Pre/Post”
il tempo pre-acquisizione e post-acquisizione in secondi, impostato prima e dopo il rilevamento di un evento
- i singoli limiti di trigger
i valori limite della frequenza cardiaca per la registrazione automatica della tachicardia o della bradicardia e il valore limite in secondi, dopo il quale viene rilevata e registrata una “pausa”
- attivazione/disattivazione (ON/OFF) del rilevamento automatico della fibrillazione atriale (AFib)
- trigger TIR (Time Interval Recording – registrazione a intervalli prestabiliti)
l'intervallo di tempo per la registrazione ECG automatica temporizzata
- attivazione/disattivazione (ON/OFF) della modalità Tele-ECG per la trasmissione automatica delle registrazioni a un host Bluetooth (Fig. 18).

CM 100 Configurator

Numero di serie: 8521800557

Numero di ECG: 0

getemed

Informazioni	Tempo Pre/Post:	45 / 15	[s]
Download	Trigger Bradi:	Off	[1/min]
Setup	Trigger Tachi:	Off	[1/min]
Cancella	Trigger Pausa:	Off	[s]
Impostazioni di fabbrica	Trigger AFib:	Off	
	Trigger TIR:	Off	[h]
	Tele-ECG:	Off	

Trasferisci impostazioni

Disconnetti dal Recorder

Fig. 18 – Setup (Impostazioni)

Fare clic su “Trasferisci impostazioni” per trasferire i nuovi valori sul recorder.

13.9.1 “Tempo Pre/Post”, tempo pre-acquisizione e post-acquisizione

È possibile prevedere le seguenti impostazioni:

Pre/Post (s)	25 / 15	45 / 15 *	30 / 30	60 / 30	60 / 60
Durata della registrazione ECG (s)	40	60	60	90	120

(*) = preimpostazione

La “Durata della registrazione ECG” si evince dall'impostazione del tempo di pre-acquisizione e di post-acquisizione (“Tempo Pre/Post”).

13.9.2 Impostazioni per il rilevamento automatico degli eventi

È possibile impostare i seguenti valori limite e altri parametri:

Parametro	Valori impostabili	Preimpostazione
Trigger Bradi (bpm)	OFF, 30, 40, 50, 60	OFF
Trigger Tachi (bpm)	OFF, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240	OFF
Trigger Pausa (secondi)	OFF; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	OFF
AFib	OFF, ON	OFF
TIR (Time Interval Recording)	OFF, 1 h ... 24 h (progressione di 1 ora)	OFF

Parametro	Valori impostabili	Preimpostazione
Tele-ECG	OFF, ON	OFF

13.10 La finestra “Impostazioni di fabbrica”

Nella finestra “Informazioni”, fare clic sul pulsante “Impostazioni di fabbrica” per ripristinare le impostazioni predefinite. Viene visualizzata la finestra “Impostazioni di fabbrica” (Fig. 19).



Fig. 19 – Impostazioni di fabbrica

AVVISO

L'azione non può più essere annullata. Tutti i dati e le impostazioni salvati verranno cancellati e la configurazione del recorder verrà riportata alle impostazioni di fabbrica.

Fare clic su “Ripristina Recorder” per riportare il recorder alle impostazioni di fabbrica. Nella finestra “Informazioni” le impostazioni di fabbrica vengono mostrate come impostazioni correnti (Fig. 20).




Fig. 20 – Impostazioni di fabbrica ripristinate

13.11 Disconnessione dal recorder

Fare clic sul pulsante “Disconnetti dal Recorder” per disconnettere la connessione USB. Rimuovere il connettore del cavo per il download dal dispositivo.

13.12 Informazioni sulla licenza

Il software CM 100 Configurator utilizza componenti software pubblicati con licenza open source. Le informazioni sulla licenza sono disponibili nella directory di installazione nel file “LicenseInformation.txt”.

13.13 Importazione delle registrazioni con CardioDay®

Per importare gli eventi registrati è possibile utilizzare anche il software CardioDay. Per le informazioni specifiche fare riferimento alle istruzioni per l'uso di CardioDay.

14 Visualizzazione dei rapporti ECG

AVVERTENZA

Per la valutazione dei rapporti ECG è necessario utilizzare il software Adobe Reader nella versione 10 o successive. Se viene utilizzato un altro software di visualizzazione PDF, non è possibile garantire la precisione della notifica.

I rapporti ECG si trovano nella directory di download selezionata. Facendo doppio clic su un file, il rapporto ECG viene aperto in Adobe Reader (Fig. 21).




Fig. 21 – Rapporto ECG

14.1 Informazioni contenute nel rapporto ECG

Il rapporto ECG comprende un'area dell'intestazione e un'area riservata ai dati. Nell'intestazione a destra è inoltre possibile inserire un commento.

ECG Report (1)	1 / 2	Setup (2)	Heart Rate (3)
Device ID:	8521600110	Pre/Post: 25 / 15 [s]	HR min: 50 [1/min]
Device Type:	CardioMem CM 100 XT	Brady/Tachy: 40 / 140 [1/min]	HR max: 86 [1/min]
Recording Time:	19.01.2017 21:14:06	Pause: 4.0 [s]	HR mean: 70 [1/min]
Transfer Time:	20.01.2017 08:27:35	AFib: On	# QRS: 45
Event:	0080	TIR: off	

Fig. 22 – Rapporto ECG, zona dell'intestazione

L'intestazione del rapporto ECG (Fig. 22) include le seguenti informazioni:

(1) – ID / numero di serie del dispositivo, tipo di dispositivo, ora di registrazione e di trasmissione, codice dell'evento (v. tabella sottostante).

Il codice dell'evento presenta 4 caratteri:

Evento	Valore
Bradycardia, attivazione automatica	0010
Tachycardia, attivazione automatica	0020
Pausa / asistolia, attivazione automatica	0040
Fibrillazione atriale (AFib) – Inizio, attivazione automatica	0080
Fibrillazione atriale – Fine, attivazione automatica	0081
Bradycardia, attivazione automatica durante AFib persistente	0090
Tachycardia, attivazione automatica durante AFib persistente	00A0
Pausa / asistolia, attivazione automatica durante AFib persistente	00C0
Registrazione temporizzata	1000
Registrazione temporizzata durante AFib persistente	1080
Evento registrato manualmente	2000
Evento registrato manualmente durante AFib persistente	2080

(2) – Impostazioni relative al recorder, tempo di pre-acquisizione e post-acquisizione, valori limite per il rilevamento dell'evento, rilevamento dell'AFib e TIR ON/OFF

(3) – Informazioni sulla frequenza cardiaca, frequenza cardiaca minore, maggiore e media, numero dei complessi QRS rilevati

Nell'area dati del rapporto ECG è riportata la curva ECG con una velocità di scrittura di 25 mm/s e un'ampiezza di 10 mm/mV.

Il numero di pagine dipende dalla lunghezza della registrazione ECG. L'ora di triggering dell'evento è contrassegnata sull'ECG da una linea verticale.

AVVISO

La precisione delle informazioni sulla frequenza cardiaca dipende dalla qualità del segnale ECG. Se il segnale ECG è fortemente disturbato, i valori della frequenza cardiaca potrebbero essere imprecisi.

15 Descrizione della modalità di funzionamento “Tele-ECG”

Nel presente capitolo vengono fornite le informazioni necessarie per l'utilizzo della funzione Tele-ECG:

- Informazioni generali
- Avvio dell'app PhysioGate
- Utilizzo dell'app PhysioGate
- Esecuzione dell'associazione Bluetooth
- Verifica della trasmissione
- Informazioni sulla licenza
- Informazioni sulla protezione dei dati

15.1 Informazioni generali

Le registrazioni ECG possono essere inviate automaticamente dal recorder a uno smartphone compatibile con sistema operativo Android mediante la tecnica di radiofrequenza a corto raggio Bluetooth. Per la successiva elaborazione, le registrazioni vengono quindi trasferite tramite Internet dallo smartphone a un sistema di ricezione (ad es., GETEMED ReSTA) (Fig. 23).

A tal fine, sullo smartphone deve essere installata l'app PhysioGate.

Su richiesta del cliente, il CardioMem CM 100 XT viene fornito insieme a uno smartphone e all'app PhysioGate pre-installata. Non è possibile utilizzare uno smartphone non fornito da GETEMED.




Fig. 23 – Tele-ECG

Le registrazioni ECG trasmesse correttamente mediante Bluetooth vengono cancellate dalla memoria del recorder. Le trasmissioni non riuscite vengono ripetute automaticamente dopo 15 minuti, 1 ora e 24 ore. Con l'esecuzione di nuove registrazioni ECG l'intervallo temporale viene azzerato.

Se la trasmissione tramite Bluetooth non riesce per un periodo prolungato, è possibile scaricare in qualsiasi momento le registrazioni ECG con il software CM 100 Configurator mediante collegamento USB.

Il funzionamento dello smartphone è descritto nelle relative istruzioni.

CAUTELA

Utilizzare lo smartphone con l'app PhysioGate unicamente come descritto nelle presenti istruzioni. La ricezione e la trasmissione dei dati ECG potrebbero altrimenti subire ritardi o essere bloccate.

AVVISI

- Nella modalità di funzionamento “Tele-ECG” la capacità di memoria del recorder è limitata a 50 registrazioni.
- La durata della batteria del recorder dipende molto dal numero di registrazioni e trasmissioni. Se il recorder registra e trasferisce i dati molto spesso, la batteria si può esaurire più rapidamente.

- La batteria dello smartphone su cui è installata l'app PhysioGate deve essere caricata tutti i giorni per almeno un'ora.
- La trasmissione mediante Bluetooth funziona entro un raggio di circa 5 metri. Il paziente deve portare sempre con sé lo smartphone con l'app PhysioGate.

15.2 Avvio dell'app PhysioGate

L'app PhysioGate si avvia automaticamente quando lo smartphone viene acceso. L'app funziona come servizio in background. Per aprire l'app PhysioGate, è sufficiente toccare il relativo simbolo (Fig. 24).




Fig. 24 – Avvio dell'app PhysioGate

AVVISI

- Spegnerlo lo smartphone o attivare la modalità aereo quando la situazione lo richiede. I dati non inviati rimangono nella memoria del recorder e vengono trasmessi in un momento successivo.
- Non spegnere lo smartphone senza una ragione valida e non chiudere manualmente l'app PhysioGate.

Il trasferimento dei dati avviene unicamente se l'app PhysioGate è attiva.

15.3 Utilizzo dell'app PhysioGate

L'app PhysioGate presenta tre schermate che possono essere richiamate toccando il relativo titolo nella barra del menu.

La schermata HOME (Fig. 25) viene visualizzata all'apertura dell'app. Nella schermata vengono riportati i dati del dispositivo associato:

- numero di serie
- versione firmware
- numero delle registrazioni ECG non trasmesse memorizzate nel dispositivo
- ora dell'ultimo contatto tra il recorder e l'app PhysioGate
- l'ultimo stato della batteria del dispositivo
- lo stato della cifratura delle comunicazioni Bluetooth




Fig. 25 – Schermata HOME

Nella schermata PAIRING (associazione) (Fig. 26) è possibile avviare la procedura di associazione (v. descrizione sottostante).




Fig. 26 – Schermata PAIRING

La schermata INFO (Fig. 27) riporta informazioni relative

all'app PhysioGate:

- nome
- versione
- produttore

allo smartphone:

- tipo
- IMEI
- stato della connessione (WWW)

e informazioni sulla licenza.



Fig. 27 – Schermata INFO

15.4 Eseguire l'associazione Bluetooth

Il recorder e lo smartphone devono essere associati prima di poter eseguire il trasferimento dei dati tramite Bluetooth (Pairing). Solitamente l'associazione viene eseguita in fabbrica oppure da un partner per l'assistenza autorizzato dal produttore. Qualora si renda necessario eseguire nuovamente l'associazione (ad es., se si cambia lo smartphone), effettuare la seguente procedura:

Premere il tasto per accendere il recorder.

Attivare il Bluetooth sul CardioMem CM 100 XT premendo a lungo il tasto (> 5 secondi), fino a quando si sente una melodia e il LED lampeggia in blu (Fig. 28).




Fig. 28 – Attivazione Bluetooth

Aprire l'app PhysioGate sullo smartphone.

Richiamare la schermata di associazione (PAIRING).

Toccare SEARCH DEVICES (Fig. 29).




Fig. 29 – Ricerca dei dispositivi

Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi disponibili.

Toccare il dispositivo nell'elenco al quale si desidera associare il recorder (Fig. 30).




Fig. 30 – Elenco dei dispositivi

Confermare il tentativo di associazione con YES (Fig. 31).




Fig. 31 – Conferma del tentativo di associazione

Confermare la richiesta di associazione (Fig. 32).

Una volta effettuata l'associazione si sente una melodia.




Fig. 32 – Richiesta di conferma

15.5 Verifica del trasferimento

Preparare il recorder, accenderlo e posizionarlo sul paziente come descritto in precedenza.

Accendere lo smartphone con l'app PhysioGate. Aprire l'app PhysioGate, selezionare la schermata INFO e verificare che lo stato della connessione (WWW) sia “OK” (Fig. 33, Fig. 34).




Fig. 33 – Toccare per verifica




Fig. 34 – Stato WWW

15.6 Informazioni sulla licenza

L'app PhysioGate utilizza componenti software pubblicati con licenza open source. Le informazioni sulla licenza sono visibili nella schermata INFO (Fig. 35, Fig. 36).



Fig. 35 – Toccare per visualizzare



Fig. 36 – Informazioni sulla licenza

15.7 Informazioni sulla protezione dei dati

L'app PhysioGate non raccoglie, memorizza o trasferisce informazioni che consentono l'identificazione o la tracciabilità delle persone. È compito del medico associare le registrazioni ECG a un paziente specifico.

AVVISO

Informare immediatamente GETEMED nel caso in cui lo smartphone con l'app PhysioGate venga perso o rubato.

16 Descrizione del rilevamento automatico del ritmo

16.1 Rilevamento della frequenza cardiaca

La frequenza cardiaca in battiti al minuto [bpm] viene continuamente calcolata in base all'intervallo di tempo che intercorre tra due picchi R consecutivi. Il rilevamento della frequenza cardiaca è una caratteristica fondamentale del recorder. Vengono rilevate frequenze cardiache comprese tra 30 bpm e 240 bpm con una tolleranza massima del 10 %.

In caso di interferenze elettromagnetiche, il rilevamento della frequenza cardiaca può produrre risultati errati o essere temporaneo.

Le prestazioni relative al rilevamento della frequenza cardiaca non sono state confermate per i pazienti con pacemaker di qualunque tipo. Le frequenze prodotte dal pacemaker potrebbero essere rilevate in modo non corretto.

16.2 Rilevamento di bradicardia e tachicardia

Un evento bradicardico viene attivato quando il Lead-in time preimpostato è trascorso e la frequenza cardiaca è scesa al di sotto del valore limite preimpostato per più di tre battiti consecutivi.

L'evento bradicardico successivo non viene attivato fino a quando non viene rilevata la fine dell'evento bradicardico precedente. Per determinare la fine del fenomeno bradicardico, la frequenza cardiaca non deve scendere al di sotto del limite di trigger preimpostato per almeno 90 battiti.

Un evento tachicardico viene attivato quando il Lead-in time preimpostato è trascorso e la frequenza cardiaca ha superato il valore limite preimpostato per più di quattro battiti consecutivi.

L'evento tachicardico successivo non viene attivato fino a quando non viene rilevata la fine dell'evento tachicardico precedente. Per

determinare la fine del fenomeno tachicardico, la frequenza cardiaca non deve superare il limite di trigger preimpostato per almeno 90 battiti.

La registrazione automatica degli eventi viene soppressa se

- il recorder ha rilevato elettrodi aperti (Open Lead),
- è stato rilevato rumore del segnale oppure
- la frequenza cardiaca calcolata non è valida.

16.3 Rilevamento di fibrillazione atriale (AFib)

L'inizio della AFib viene segnalato non appena si rilevano tre variazioni aritmiche di due intervalli RR' consecutivi negli ultimi 16 complessi QRS.

L'AFib persiste se dopo il riscontro dell'inizio del fenomeno di AFib si rileva almeno una variazione aritmica di due intervalli RR' consecutivi negli ultimi 16 complessi QRS.

L'AFib termina se non vengono rilevate variazioni aritmiche di due intervalli RR' consecutivi negli ultimi 16 complessi QRS per un periodo di più di 20 secondi. In caso contrario l'AFib persiste.

Il triggering automatico viene soppresso se

- il recorder ha rilevato elettrodi aperti (Open Lead),
- è stato rilevato rumore del segnale oppure
- la frequenza cardiaca calcolata non è valida.

16.4 Rilevamento di pause

Una pausa viene rilevata quando il tempo tra due battiti consecutivi è maggiore del trigger predefinito per una pausa o se viene individuata un'asistolia per un periodo di tempo più lungo rispetto al valore limite della pausa preimpostato.

17 Smaltimento di dispositivo, batterie e accessori

I dispositivi elettrici contengono componenti metalliche e in plastica. Per non arrecare danni all'ambiente, al termine della vita di esercizio il recorder e gli accessori devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

In caso di domande sullo smaltimento del prodotto, contattare il produttore o i relativi incaricati.

18 Eliminazione delle anomalie

Problema	Causa	Suggerimenti
<p>CM 100 XT:</p> <p>Impossibile accendere il dispositivo</p> <p>(il LED non si accende).</p>	<p>Batteria esaurita oppure nessuna batteria inserita</p>	<p>Inserire una nuova batteria</p>
<p>CM 100 XT:</p> <p>Impossibile avviare la registrazione</p> <p>(il LED si accende in arancione).</p>	<p>Memoria piena</p>	<p>Collegare il recorder con il PC e con il software CM 100 Configurator e successivamente accendere il dispositivo.</p> <p>Avviare il software CM 100 Configurator e verificare lo stato del recorder.</p> <p>Scaricare i dati ECG e cancellare il contenuto della memoria del recorder.</p>
<p>CM 100 XT:</p> <p>Impossibile avviare la registrazione</p> <p>(il LED lampeggia in arancione, 3 beep alla pressione del tasto).</p>	<p>Elettrodo aperto (open lead)</p>	<p>Verificare i contatti degli elettrodi.</p> <p>Se si è staccato un elettrodo, pulire la cute e sostituire l'elettrodo.</p>
<p>CM 100 XT:</p> <p>Il LED lampeggia in rosso.</p>	<p>Batteria esaurita</p>	<p>Sostituire la batteria del CM 100 XT.</p>

Problema	Causa	Suggerimenti
CM 100 XT: Registrazione incompleta	Batteria esaurita	Sostituire la batteria del CM 100 XT.
CM 100 XT: Dopo l'avvio, il dispositivo non passa alla normale modalità di funzionamento (il LED lampeggia più volte in rosso, verde-blu).	Anomalia generale del dispositivo	Rimuovere la batteria e reinserirla. Si invita a contattare il proprio rivenditore o l'assistenza del produttore qualora il problema dovesse permanere.
Marca temporale errata sul rapporto ECG	Batteria interna di backup esaurita	Collegare il CM 100 XT mediante il cavo per il download per almeno 12 ore a un PC per caricare la batteria di backup.
CM 100 XT, app PhysioGate: Impossibile eseguire l'associazione Bluetooth – dispositivo non trovato.	Il Bluetooth non è attivato sul CM 100 XT	Premere il tasto sul CM 100 XT fino a quando si sente una melodia e il LED lampeggia in blu. Ripetere la procedura di associazione Bluetooth.
CM 100 XT, app PhysioGate:	CardioMem CM 100 XT e lo smartphone non sono connessi	Controllare la schermata INFO nell'app PhysioGate – viene riportato il numero di serie del dispositivo connesso. Se non viene visualizzato alcun numero di serie o è

Problema	Causa	Suggerimenti
Il trasferimento ECG (Bluetooth) non funziona.		indicare il numero di serie errato, eseguire la procedura di associazione Bluetooth.
	L'app PhysioGate non è attiva sullo smartphone	Sbloccare la schermata e avviare l'app PhysioGate.
	Lo smartphone non ha alcuna connessione Internet	Verificare lo stato WWW nella schermata INFO dell'app PhysioGate. Se lo stato non è OK, modificare il luogo e ripetere la procedura.
	Il Bluetooth sullo smartphone è disattivato	Attivare il Bluetooth. La procedura è descritta nel manuale dello smartphone.
	Sullo smartphone le funzioni "Dati mobili" o "Roaming dati" sono disattivate	Attivare "Dati mobili" e "Roaming dati". La procedura è descritta nel manuale dello smartphone.
	Sullo smartphone è attivata la modalità aereo	Disattivare la modalità aereo. La procedura è descritta nel manuale dello smartphone.
	Lo smartphone è spento o la batteria dello smartphone è scarica	Accendere lo smartphone ed eventualmente caricare la batteria.

Problema	Causa	Suggerimenti
	CardioMem CM 100 XT non è configurato per la modalità di funzionamento Tele-ECG	<p>Collegare il recorder al PC e al software CM 100 Configurator, quindi accendere il dispositivo.</p> <p>Avviare il software CM 100 Configurator e verificare lo stato del recorder.</p> <p>Scaricare i dati ECG memorizzati e cancellare il contenuto della memoria del recorder. Attivare quindi la modalità "Tele-ECG".</p>
CM 100 XT, app PhysioGate: Cifratura: Off	Sullo smartphone è stata cancellata l'associazione	Premere il tasto sul CM 100 XT fino a quando si sente una melodia e il LED lampeggia in blu. Ripetere la procedura di associazione Bluetooth.
CM 100 Configurator: Errore di collegamento USB (Errore! Dispositivo USB non collegato!).	Il cavo USB per il download non è collegato al PC oppure il CM 100 XT è spento	<p>Collegare il cavo USB per il download al PC.</p> <p>Accendere il recorder (dopo la sequenza di avvio il LED si accende in arancione) e premere il pulsante "Collega al Recorder" per stabilire la connessione.</p>
CM 100 Configurator: Il download dei dati sul PC non funziona. (Errore! Nessun download dei dati!).	Non è stato possibile scaricare le registrazioni ECG.	<p>Premere il pulsante "Disconnetti dal Recorder" e quindi "Collega al Recorder" per ripristinare il collegamento USB. Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere il software CM 100 Configurator. • Staccare il cavo USB per il download (il dispositivo si spegne).

Problema	Causa	Suggerimenti
<p>CM 100 Configurator:</p> <p>Il download dei dati sul PC non funziona.</p> <p>(Errore! Download dei dati incompleto!).</p>	<p>Una o più registrazioni ECG sono errate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricollegare il cavo USB per il download e accendere il recorder. • Avviare il software CM 100 Configurator. • Premere il pulsante "Collega al Recorder" e ripetere il download. • Verificare se i rapporti ECG si trovano nella cartella download impostata.
<p>CM 100 Configurator:</p> <p>Non è stato possibile memorizzare i dati ECG sul PC</p> <p>(Errore! Memorizzazione dati non riuscita!).</p>	<p>Accesso in scrittura mancante per la cartella download, la cartella download non esiste più o il disco rigido è pieno</p>	<p>Controllare la cartella download, creare all'occorrenza una nuova cartella download. Ripetere il download.</p>
<p>CM 100 Configurator:</p> <p>Non è stato possibile generare il rapporto ECG</p> <p>(Errore! Impossibile creare il file PDF!).</p>	<p>L'installazione del programma non è riuscita oppure il programma è danneggiato</p>	<p>Installare nuovamente il CM 100 Configurator. Ripetere il download.</p>
<p>CM 100 Configurator:</p> <p>Non è stato possibile cancellare i</p>	<p>Errore di comunicazione</p>	<p>Premere il pulsante "Disconnetti dal Recorder" e quindi il pulsante "Collega al Recorder" per ristabilire il collegamento USB. Se il problema persiste:</p>

Problema	Causa	Suggerimenti
<p>dati ECG memorizzati sul dispositivo.</p> <p>(Errore! Dati non cancellati!).</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Chiudere il software CM 100 Configurator. • Staccare il cavo USB per il download (il dispositivo si spegne). • Ricollegare il cavo USB per il download e accendere il recorder. • Avviare il software CM 100 Configurator. • Premere il pulsante “Collega al Recorder” e ripetere la procedura di cancellazione.
<p>CM 100 Configurator:</p> <p>Impossibile trasferire le impostazioni al dispositivo</p> <p>(Errore! Mancato trasferimento delle impostazioni!).</p>	<p>Errore di comunicazione</p>	<p>Premere il pulsante “Disconnetti dal Recorder” e quindi il pulsante “Collega al Recorder” per ristabilire il collegamento USB. Se il problema persiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere il software CM 100 Configurator. • Staccare il cavo USB per il download (il dispositivo si spegne). • Ricollegare il cavo USB per il download e accendere il recorder. • Avviare il software CM 100 Configurator. • Premere il pulsante “Collega al Recorder” e inserire nuovamente le impostazioni.

Problema	Causa	Suggerimenti
<p>CM 100 Configurator:</p> <p>Impossibile impostare la modalità Tele-ECG.</p>	<p>Il dispositivo contiene dati personali</p>	<p>Riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica per proseguire oppure non utilizzare la modalità Tele-ECG.</p>

19 Informazioni su materiale di consumo e accessori

Denominazione	REF / Numero d'ordine
Borsa protettiva	78451002
Istruzioni per l'uso	78812041
Breve guida	78821041
Batteria Renata CR2477N	Q001 12477
Elettrodi ECG monouso *	90131
Cavo per il download *	78412001
CM 100 "Download Cable Kit" per l'uso con CardioDay * (Scarica cavo, adattatore Bluetooth e guida rapida)	78412001-1
Software CM 100 Configurator *	78313011
App PhysioGate e smartphone compatibile *	78460001

*) Non compreso nella dotazione standard – ordinare separatamente.

20 Specifiche

20.1 Generalità

Classificazione:	Ila secondo 93/42/CEE (MDD)
Tipo di parte applicata:	BF (Body Floating), parte applicata non protetta da defibrillazione
Tempo di applicazione (tipico):	7 ... 14 giorni
Dimensioni (B x L x H):	76 mm x 89 mm x 14 mm
Peso:	39 g (con batteria)
Tipo di batteria:	3 V al litio, Renata CR2477N
Modalità di esercizio:	14 giorni
Utile della batteria di (tipico):	14 giorni
Materiale:	Alloggiamento in materiale plastico PC+PET
Protezione IP:	IP64
Vita utile del recorder:	7 anni
Derivazione ECG:	2 canali, 3 elettrodi
Frequenza cardiaca:	30/min ... 240/min, Tolleranza +/- 10%
Elaborazione del segnale digitale:	512 Hz / 16 Bit
Frequenza limite inferiore:	0,05 Hz
Frequenza limite superiore:	70 Hz
Tensione in ingresso dinamica:	+/- 6 mV
Tensione in ingresso:	+/- 300 mV
Rilevamento Open Lead:	Sì

Condizioni di esercizio

Temperatura:	da 5 °C a 45 °C
Umidità relativa dell'aria:	da 0 a 93 %, senza condensa
Pressione dell'aria ambiente:	1060 hPa ... 700 hPa (-380 m ... 3000 m)

Condizioni di trasporto e magazzinaggio

Temperatura:	da -20 °C a 60 °C
Umidità relativa dell'aria:	da 0 a 93 %, senza condensa
Pressione dell'aria ambiente:	1060 hPa ... 700 hPa (-380 m ... 3000 m)

Potenza radio

Al fine di adempiere al proprio uso previsto, il recorder riceve e invia energia elettromagnetica.

Le caratteristiche di trasmettitore e ricevitore sono descritte qui di seguito.

Tecnologia radio:	Bluetooth Low Energy
Frequenza:	2 402 MHz ... 2 480 MHz (2,4 GHz banda ISM)
Modulazione:	Gaussian frequency shift keying (GFSK)
Potenza irradiante:	0 dBm = 1 mW

20.2 Compatibilità elettromagnetica

I dispositivi elettromedicali richiedono precauzioni speciali relative alla compatibilità elettromagnetica (CEM) e devono essere installati e messi in servizio in conformità alle informazioni contenute nel presente documento.

Linee guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche

Il recorder è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto indicato. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo deve accertarsi che venga utilizzato in un ambiente conforme.

Misurazioni delle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico – Linee guida
Emissioni HF secondo CISPR 11	Gruppo 1	Il dispositivo utilizza energia ad alta frequenza esclusivamente per il proprio funzionamento interno. Pertanto le emissioni ad alta frequenza sono molto ridotte ed è improbabile che dispositivi attigui ne risultino disturbati.
Emissioni HF secondo CISPR 11	Classe B	Il dispositivo è destinato all'uso in tutti gli stabilimenti, comprese le aree residenziali e quelle direttamente collegate a una rete di fornitura pubblica che rifornisce anche edifici ad uso residenziale.
Trasmissione di armoniche secondo IEC61000-3-2	Non applicabile – Il dispositivo funziona a batteria	-
Emissione di fluttuazioni di tensione / sfarfallio secondo IEC 61000-3-3	Non applicabile – Il dispositivo funziona a batteria	-


Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica (interferenze condotte)

Il recorder è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto indicato. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo deve accertarsi che venga utilizzato in un ambiente conforme.

Prove d'immunità	Livello di prova IEC60601-1-2*	Livello di conformità*	Ambiente elettromagnetico – Linee guida
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV scarico a contatto ± 15 kV scarico d'aria	± 8 kV scarico a contatto ± 15 kV scarico d'aria	I pavimenti dovrebbero essere in legno o calcestruzzo oppure rivestiti con piastrelle di ceramica. Se il pavimento è rivestito di materiale sintetico, l'umidità relativa dell'aria deve essere di almeno pari al 30 %.
Disturbi elettrici transitori veloci / burst secondo IEC 61000-4-4	Non applicabile – Il dispositivo funziona a batteria e non presenta linee per pazienti o di alimentazione.	-	-
Sovratensioni (surge) secondo IEC 61000-4-5	Non applicabile – Il dispositivo funziona a batteria e non presenta linee per pazienti o di alimentazione.	-	-
Cadute di tensione, interruzioni di breve durata e fluttuazioni della tensione di alimentazione secondo IEC 61000-4-11	Non applicabile – Il dispositivo funziona a batteria	-	-
Campo magnetico alla frequenza di alimentazione (50/60 Hz) secondo IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici a frequenza di rete devono corrispondere a quelli tipici rilevati nell'ambiente aziendale e ospedaliero.

Linee guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica (disturbi RF condotti e irradiati)

Il recorder è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto indicato. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo deve accertarsi che venga utilizzato in un ambiente conforme.

Prove d'immunità	Livello di prova IEC60601-1-2*	Livello di conformità*	Ambiente elettromagnetico – Linee guida
Disturbi condotti HF secondo IEC 61000-4-6	Valore effettivo 3 V, 150 kHz – 80 MHz	3 V Valore effettivo	Altri dispositivi RF portatili e mobili sono utilizzati a distanze non superiori a 30 cm dal dispositivo, incluse le derivazioni.
-	Valore effettivo 6 V nelle bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz	Valore effettivo 6 V nelle bande secondo la tabella 5, nota N)	Secondo un'indagine condotta in loco, l'intensità di campo dei trasmettitori radio fissi è inferiore al livello di conformità a tutte le frequenze
Disturbi irradiati HF secondo IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz di immunità rispetto ai dispositivi di comunicazione wireless	10 V/m secondo la tabella 9**	In prossimità di dispositivi che recano il simbolo qui riportato, sono possibili interferenze: 

*) = le specifiche soddisfano quanto alla normativa EN 60601-1-2:2015

AVVISO: Le presenti linee guida potrebbero essere non applicabili in tutte le situazioni. La propagazione di onde elettromagnetiche viene influenzata dall'assorbimento e dai riflessi causati da edifici, oggetti e persone.

**) EN 60601-1-2: 2015, Tabella 9:

Fre- quenza di prova (MHz)	Banda a) (MHz)	Servizio a)	Modula- zione b)	Potenza mas- sima (W)	Di- stanza (m)	Prove d'im- munità- Livello di prova (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modula- zione degli impulsi b) 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz deviazione 1 kHz seno	2	0,3	28
710 745 780	704 – 787	Banda LTE 13,17	Modula- zione degli impulsi b) 217 Hz	0,2	0,3	9
9	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Modula- zione degli impulsi b) 18 Hz	2	0,3	28
1720 1845 1970	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Modula- zione degli impulsi b) 217 Hz	2	0,3	28
2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modula- zione degli impulsi b) 217 Hz	2	0,3	28
5240 5500 5785	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modula- zione degli impulsi b) 217 Hz	0,2	0,3	-

AVVISO

La distanza tra l'antenna di trasmissione e il dispositivo ME o ME può essere ridotta a 1 m, se necessario, per raggiungere il livello di test di immunità. La distanza di prova di 1 m è consentita da IEC 61000-4-3.

- a) Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di collegamento ascendente.
- b) Il vettore deve essere modulato utilizzando un segnale ad onda quadra al 50% del ciclo di lavoro.
- c) In alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare una modulazione del 50% dell'impulso a 18 Hz. Poiché ciò non rappresenta una modulazione vera e propria, questo sarebbe il caso meno favorevole.

AVVERTENZA

Evitare di utilizzare il presente dispositivo vicino o sovrapposto ad altre apparecchiature in quanto ciò potrebbe causare prestazioni errate. Se tale uso è richiesto, il dispositivo e le altre apparecchiature dovrebbero essere controllati per verificare che funzionino normalmente.

AVVERTENZA

L'uso di accessori, commutatori e cavi non specificati dal produttore del dispositivo può comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica del dispositivo stesso e prestazioni improprie.

AVVERTENZA

I dispositivi di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm da qualsiasi componente del dispositivo, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, le prestazioni del dispositivo potrebbero peggiorare.

21 Indice delle immagini

Fig. 1 – Elementi di comando	23
Fig. 2 – Schema derivativo	25
Fig. 3 – Apertura del vano batterie	26
Fig. 4 – Inserimento della batteria	27
Fig. 5 – Chiusura del vano batterie	27
Fig. 6 – Applicazione degli elettrodi	30
Fig. 7 – Rimozione della pellicola protettiva	31
Fig. 8 – Posizionamento del dispositivo	31
Fig. 9 – Accensione del dispositivo	32
Fig. 10 – Percorso di installazione	37
Fig. 11 – Percorso per il download	38
Fig. 12 – Collegamento del connettore del cavo per il download con il recorder	40
Fig. 13 – Accensione del dispositivo	40
Fig. 14 – Avvio del software	41
Fig. 15 – La finestra Informazioni	42
Fig. 16 – Download della registrazione, selezione del percorso	43
Fig. 17 – La finestra “Cancella”	44
Fig. 18 – Setup (Impostazioni)	45
Fig. 19 – Impostazioni di fabbrica	47
Fig. 20 – Impostazioni di fabbrica ripristinate	48
Fig. 21 – Rapporto ECG	49
Fig. 22 – Rapporto ECG, zona dell'intestazione	50
Fig. 23 – Tele-ECG	53
Fig. 24 – Avvio dell'app PhysioGate	54
Fig. 25 – Schermata HOME	55
Fig. 26 – Schermata PAIRING	56
Fig. 27 – Schermata INFO	56
Fig. 28 – Attivazione Bluetooth	57
Fig. 29 – Ricerca dei dispositivi	57
Fig. 30 – Elenco dei dispositivi	58
Fig. 31 – Conferma del tentativo di associazione	58
Fig. 32 – Richiesta di conferma	59
Fig. 33 – Toccare per verifica	60
Fig. 34 – Stato WWW	60
Fig. 35 – Toccare per visualizzare	61
Fig. 36 – Informazioni sulla licenza	61

CE 0197



REF

78812041

Revision 02 IT / 2020-02-01



GETEMED

Medizin- und Informationstechnik AG
Oderstr. 77 / 14513 Teltow / Germania

Telefono: 03328 / 3942- 0

Telefax: 03328 / 3942-99

info@getemed.de / www.getemed.de