

# HeartX<sup>®</sup> Recorder

## Holter EKG-Rekorder



Kompaktes und kabelloses Langzeit-EKG

Präzise 3-Kanal Messungen

Wasserdicht (IP67)

7 Tage kontinuierliche Aufzeichnung ohne Aufladen

Nur 3 Minuten Ladezeit für einen 24-Stunden-Messzyklus

Komfortables Auslesen und Laden über 2-in-1 Docking Station

### Vereinfachte Holter-Aufzeichnungen für den täglichen Gebrauch

Der HeartX Recorder ist auf eine einfache Handhabung ausgelegt und bietet eine komfortable und bequeme Lösung sowohl für Patienten als auch für das Klinikpersonal. Mit dem leichten, kabellosen Design gewährleistet das Gerät eine kontinuierliche EKG-Überwachung, ohne die täglichen Aktivitäten zu stören. Somit ist der HeartX Recorder ideal für den Langzeiteinsatz geeignet. Das Gerät kann mit Standardelektroden oder speziellen Patches verwendet werden, um eine optimale Datenqualität für Patienten mit unterschiedlichen Indikationen zu gewährleisten.


Der einfache Workflow zeichnet sich durch schnelles Herunterladen der Aufzeichnung und gleichzeitiges Aufladen des Gerätes über die Dockingstation aus. Die magnetische Verbindung der Dockingstation sorgt dafür, dass der Rekorder mühelos und sicher aufgelegt werden kann.

# HeartX® Recorder

## Technische Daten

Gewicht	35 g
Abmessungen	80.95 x 34 x 14.6 mm (3.19 in x 1.34 in x 0.57 in)
EKG-Kanäle	3
Aufzeichnungsdauer	7 Tage
Akkulaufzeit	5 Jahre
Ladedauer	3 Minuten für eine 24 Stunden Aufzeichnung
IP-Schutzklasse	IP 67
Schrittmacherpulsdetektion	Ja
Lead-Off Erkennung	Ja
Betriebstemperatur	5 °C bis 45 °C

## Standard Elektroden und Patches

Unterschiedliche Anlageoptionen	
Biokompatibilität (ISO 10993)	Ja

## Abbildungen in Originalgröße



**GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG**  
Oderstr. 77 / 14513 Teltow / Germany  
Telephone +49 3328 3942-0  
Telefax +49 3328 3942-99  
info@getemed.de / www.getemed.de  
Technische Änderungen vorbehalten.